

Trainer per Iniezioni Intra-Articolari al Polso/Mano

Codice: 30031

Produttore: Limbs and Things



Modello articolato della mano e del polso utilizzato per praticare iniezioni per il trattamento di lesioni e artrite. Ci sono quattro differenti siti d'iniezione e il nervo mediale.

Funzionalità

- Corretta postura del paziente.
- Identificazione dei punti di reperi anatomici.
- Palpazione dei siti di iniezione.
- Iniezione in 4 aree specifiche:
 - tunnel carpale;
 - grilletto - iniezione nella guaina tendinea;
 - sindrome di de Quervain;
 - prima articolazione metacarpo.
- Posizionamento preciso dell'ago per evitare il nervo mediano.

Caratteristiche

- Presenza di articolazioni.
- Simula normali punti di riferimento anatomici per:
 - tunnel carpale;

- tendine longus palmare;
- piega distale del polso;
- tendine del flessore radiale del carpo.
- Console per feedback prestazione:
 - LED verde quando l'ago è correttamente posizionato in ciascuno dei siti di iniezione;
 - LED giallo quando si entra nel giunto metacarpale;
 - LED rosso se il nervo mediano è colpito.