

Trainer per Iniezioni Intra-Articolari al Gomito

Codice: 30080

Produttore: Limbs and Things



Modello per praticare le iniezioni nei tessuti molli, tecnica utilizzata per il trattamento di lesioni e artrite. Questo modello del braccio è posizionato di conseguenza per il trattamento del gomito del tennista e del golfista. Ci sono due siti di iniezione diversi incorporati in questo modello.

Funzionalità

- Corretta postura del paziente.
- Tecniche di palpazione.
- Identificare punti di repere anatomici e le zone dolorose.
- Iniezioni per:
 - Gomito del tennista (epicondilita).
 - Gomito del golfista (epicondilita mediale).
- Formazione in tecniche d'infiltrazione.
- Gomito flessa, che ruota sul cavalletto.
- Console che restituisce i feedback della prestazione:
 - LED giallo quando vengono individuati i punti dolorosi e corretti.
 - LED verde quando l'ago è correttamente posizionato in ciascuno dei siti di iniezione.
 - LED rosso, se l'ago entra nel nervo ulnare.
- Pelle lavabile con acqua e sapone.