


Trainer per l'Esame del Fondo Oculare

Codice: M82

Produttore: Kyoto Kagaku



Questo prodotto unico ed innovativo, e' progettato per consentire l'esame del fondo oculare tramite un oftalmoscopio diretto reale. Possono essere impostati diversi casi con diversa profondità e diametro della pupilla. Materiale morbido e flessibile che permette la simulazione di procedure come l'innalzamento della palpebra.

Caratteristiche

- Adatto per l'esercitazione diretta con tutti i tipi di oftalmoscopi reali. La lente montata sull'occhio riproduce l'asse visivo simile a quello dell'occhio umano consentendo una realistica visione del fondo oculare.
- Quando lo strumento viene usato impropriamente, il fondo oculare non verrà osservato in modo chiaro.
- Il diametro della pupilla può essere variato.
- La profondità del fondo oculare può essere variata in 3 fasi, che presentano differenze di visualizzazione tra ipermetrope, normale e miope.
- Può essere visualizzato il riflesso rosso.
- Sono inclusi 10 casi clinici per l'esame del fondo oculare caratterizzati da comuni malattie degli occhi. Le diapositive sono state elaborate da immagini cliniche reali.

Casi disponibili

1. Fondo oculare normale.
2. Retinopatia ipertensiva: vasocostrizione arteriolare di grado 3, arteriolosclerosi grado 1, emorragie e macule, occultamento vena semplice.
3. Retinopatia diabetica : microaneurismi, emorragie ed essudati duri.
4. Papilledema (fase cronica).
5. Papilledema (fase acuta).
6. Atrofia ottica glaucomatosa: coppettazione glaucomatosa del disco ottico e difetto delle fibre nervose.
7. Occlusione venosa retinica (fase acuta).
8. Occlusione venosa retinica (dopo fotocoagulazione laser retinica).
9. Toxoplasmosi: retinocoroidite .
10. Degenerazione maculare senile: essudati maculari ed emorragia sottoretinica .

Il set include:

1 manichino (testa e spalle) 1 3 fasi per le pupille (2, 3.5 e 5 mm di diametro) * M82A: 2

fasi (3,5, diametro 8mm) 1 supporto scorrevole con regolazione di profondità (3 step) 1 set di diapositive (10 casi clinici) 1 slide duster 1 valigetta

Dimensioni del manichino:

42 x 21.5 x 38H cm, 2 kg

Formato dell'imballaggio:

30 x 70 x 50H cm, 10 kg (M82A* : 35 x 47 x 25 cm, 3.5 kg)