

Trainer per Cateterizzazione e Clistere nell'Uomo

Codice: MW2A

Produttore: Kyoto Kagaku



Trainer maschile per la pratica del cateterismo uretrale, cura del perineo e clistere. Genitali morbidi, anatomicamente corretti forniscono risposte tattili realistiche all' inserimento del catetere. L'unità di cateterizzazione può essere utilizzata in modo indipendente, senza il busto lombare, per consentire l'addestramento con attori o simulatori avanzati. Il sistema di nuova concezione modulare facilita il set-up del simulatore, la pulizia e la manutenzione oltre ad un risparmio di tempo e costi per chi eroga formazione.

Il simulatore consente le seguenti esercitazioni

- Cateterismo intermittente.
- Cura perineale.
- Posizione del meato uretrale.
- Cateterismo in situ.
- Clistere.
- Pulizia.
- Inserimento e posizionamento catetere.
- Ritiro del catetere.
- Compressione manuale della vescica.

Caratteristiche:

- Genitali morbidi che permettono procedure di pulizia realistiche e procedure come -mantenimento del pene perpendicolare al corpo; -retrazione del prepuzio.
- Il corretto inserimento del catetere è confermato dalla fuoriuscita delle urine.
- E' possibile la compressione manuale della vescica.
- Possibile praticare l'inserimento del clistere in posizione laterale.

Il set comprende:

- 1 bacino maschile
- 1 unità organo genitale
- 3 valvole
- 1 bottiglia per liquidi
- 1 tubo rettale
- 3 tubi per drenaggio
- 1 lubrificante
- 1 manuale d'istruzioni

Dimensioni del manichino:

34 x 33 x 24H cm

*dimensioni del catetere raccomandate :14Fr