

# Trainer per la chiusura del terzo superiore vaginale



Per l'allenamento della chiusura del terzo superiore vaginale con tecnica aperta, laparoscopica o robotica, questo cilindro di tessuto offre qualità tattili realistiche per la pratica della sutura. Può essere usato per allenamenti ripetuti; basta semplicemente tagliare un nuovo angolo una volta completata una sessione di allenamento. La lunghezza è di circa 150 mm, il diametro del lume è di ca. 36 mm e lo spessore della parete è di c. 5 mm.