

Trainer per la Chirurgia Uterina



Trainer anatomicamente realistico dedicato alle esercitazioni di procedure chirurgiche uterine. Questo modello apparentemente semplice ha una grande utilità per l'addestramento medico.

Consente la pratica di tre procedure con un utero sostituibile/canale vaginale (n. 3064). La miomectomia può essere eseguita per

enucleazione dei sette miomi sull'utero con chiusura suturabile a due strati. L'utero può quindi essere sezionato dal canale vaginale per un'isterectomia completa. Il restante canale vaginale può quindi essere fissato alla rete e una sacrocolpopessia può essere eseguita attaccando l'imbragatura al cerotto di tessuto sacrale disponibile. L'utero/vagina può quindi essere facilmente sostituito per ripetere le procedure. L'utero può essere tenuto in posizione anteverosa o retroversa. Anche il tessuto sacrale (n. 3066) è sostituibile.