

Trainer per la pratica della PICC Ecoguidata

Codice: MW18

Produttore: Kyoto Kagaku



Modello didattico per acquisire le competenze necessarie all' inserimento periferico del catetere centrale (PICC) con ecoguida.

Caratteristiche

- portatile e leggero
- presenta inserti ecocompatibili
- anatomicamente corretto e completo
- attuazione della pratica sterile per il set-up e l'inserimento della linea PICC
- nervature palpabili, consentire la pratica di misurare la lunghezza corretta del catetere dal sito di inserimento al secondo o terzo spazio intercostale e la conferma del corretto posizionamento
- posizionamento del catetere venoso standard nelle vene principali.
- viene fornito con colorante per sangue, recipienti, siringa e manuale d'uso