

Trainer per il Posizionamento Periferico del Catetere Venoso

Codice: MW9

Produttore: Kyoto Kagaku



Questo modello è stato sviluppato per il training globale alle procedure di gestione delle vie venose periferiche con cannula intravenosa come: conferma del sito di puntura, inserimento e bloccaggio dell'ago in posizione ricoprendolo con una pellicola

Caratteristiche

- Possibilità di sviluppare tutte le capacità di gestione delle vie venose periferiche con cannula intravenosa
- Disponibili due siti di puntura: vena mediana antebrachiale e vena dorsale
- Pelle della mano estensibile e possibilità di bloccare il sangue
- Inserti per puntura durevoli