



S300.105 Simulatore Pediatrico ACLS Code Blue

Codice: S300.105

Produttore: Gaumard




Cianosi Centrale

Il colore e i parametri vitali rispondono ad eventi ipossici ed interventi.



Pressione Sanguigna

Pressione sanguigna misurabile sul braccio sinistro.



ECG

Le regioni conduttive della pelle consentono il monitoraggio ECG con dispositivi reali oltre alla defibrillazione, cardioversione e stimolazione.



Defibrillazione

Possibilità di defibrillare e stimolare utilizzando dispositivi reali.



Accesso Intraosseo

Accesso intraosseo alla tibia destra



Iniezione ed Infusione

Training intravenoso al braccio destro.



Intubazione Nasale ed Orale

Vie aeree realistiche
intubabili tramite tubi
endotracheali o
maschera laringea e
complete di lingua,
corde vocali, trachea
ed esofago.